

風しん第5期の定期接種対象となる基準

測定キット名(製造販売元)	検査方法	抗体価(単位等)
風しんウイルス HI 試薬「生研」(テンカ生研)	HI 法	8 倍以下
R-HI「生研」(テンカ生研)	HI 法	8 倍以下
ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG(テンカ生研)	EIA 法	6.0 未満(EIA 価)
エンザイグノスト B 風疹/IgG(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス)	EIA 法	15 未満(IU/ml)
パイドラス アッセイキット RUB IgG(シスメックス・ビオメリュー)	ELFA 法	25 未満(IU/ml)
ランピア ラテックス RUBELLA(極東製薬工業)	LTI 法	15 未満(IU/ml)
ランピア ラテックス RUBELLA II(極東製薬工業)		
アクセス ルベラ IgG(ヘックマン・コールター)	CLEIA 法	20 未満(IU/ml)
i-アッセイ CL 風疹 IgG(保健科学西日本)	CLEIA 法	11 未満(抗体価)
BioPlex MMRV IgG(ハイオ・ラット ラボラトリーズ)	FIA 法	1.5 未満(AI)
BioPlex ToRC IgG(ハイオ・ラット ラボラトリーズ)	FIA 法	15 未満(IU/ml)
Rubella-G アボット(アボットジャパン)	CLIA 法	15 未満(IU/ml)
バイオライン ルベラ IgG/IgM	ICA 法	IgG 陰性